

Mode d'emploi – Masque LED Visage

Introduction

Merci pour votre achat. Ce masque LED utilise la lumineothérapie pour améliorer l'éclat de la peau, réduire les imperfections et atténuer les signes de l'âge.

Contenu

- 1 masque LED visage
- 1 télécommande
- 1 câble USB

Utilisation

1. Préparation :

Nettoyez et séchez votre visage.

Appliquez un sérum si souhaité.

2. Mise en place :

Placez le masque sur votre visage.

Ajustez la sangle pour un maintien confortable.

3. Réglage :

Allumez l'appareil à l'aide de la télécommande.

Choisissez la couleur LED adaptée à votre besoin.

4. Séance :

Laissez agir entre 10 et 20 minutes.

5. Après utilisation :

Retirez le masque.

Appliquez un soin hydratant.

Fréquence

3 à 5 fois par semaine pour des résultats optimaux.

Entretien

Nettoyez avec un chiffon doux.

Ne pas immerger dans l'eau.

Précautions

Usage externe uniquement.

Ne pas utiliser sur peau irritée ou lésée.

Éviter le contact direct avec les yeux.

Tenir hors de portée des enfants.

Conseil

Utilisez régulièrement pour maximiser les résultats.